



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว YUWELL รุ่น YX103



1. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Rate) โดยหนีบวัดที่บริเวณปลายนิ้วมือ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หน้าจอแสดงผล LED
- 2.2. ช่วงการแสดงผลการตรวจวัด
- 2.3. ช่วง SpO2 ที่สามารถแสดงผลได้ : 0% - 100%
- 2.4. ช่วงชีพจรที่สามารถแสดงผลได้: 25 bpm – 250 bpm
- 2.5. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 1.5 V 2 ก้อน
- 2.6. สามารถวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ระหว่าง 70 - 100% ความแม่นยำ + 2%
- 2.7. สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของชีพจรได้ระหว่าง 25 - 250 ครั้ง/นาที ความแม่นยำ +1 ครั้ง/นาที หรือ +1 %
- 2.8. อุปกรณ์จะดับเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการตรวจจับสัญญาณภายใน 8 วินาที
- 2.9. แสดงสัญลักษณ์บอกแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.10. ขนาด 3.2 x 5.8 x 3.4 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.11. น้ำหนักเครื่อง 54 กรัม (รวมถ่าน)



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

3. อุปกรณ์ในชุด

3.1. สายคล้อง

3.2. ถ่าน AAA 2 ก้อน

3.3. คู่มือการใช้งาน