



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss\_8@hotmail.com

## คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด YUWELL รุ่น BGM 660



yw.1048/2565

### 1. วัตถุประสงค์

เครื่องตรวจน้ำตาล Yuwell รุ่น 660 Blood Glucose Monitoring รับประทานตลอดอายุการใช้งาน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใช้งาน

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ปริมาณเลือดที่ใช้ : 1  $\mu$ l
- 2.2. จอ LCD มีไฟแสดงผล ขนาด 2.5 นิ้ว
- 2.3. USA Technology
- 2.4. อ่านผลได้ภายใน 10 วินาที
- 2.5. สามารถวัดระดับค่าน้ำตาลได้ระหว่าง 20mg/dL ( 1.1 mmol/L ) ~ 600mg/dL ( 33.3mmol/L)
- 2.6. สามารถวัดได้ในช่วงความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ระหว่าง 30% ~ 60%
- 2.7. มีหน่วยความจำบันทึกค่าได้ 500 ค่า
- 2.8. สามารถดูค่าเฉลี่ย 7 วัน, 14 วัน, 30 วัน, 2 เดือน และ 3 เดือนได้
- 2.9. ใช้ถ่านขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
- 2.10. รับประทานตลอดอายุการใช้งาน



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss\_8@hotmail.com

### 3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1. เครื่องตรวจระดับน้ำตาล 1 เครื่อง
- 4.2. ปากกาสปริงสำหรับเจาะเลือด 1 ชุด
- 4.3. เข็มสำหรับใช้ร่วมกับปากกาสปริง 10 ชิ้น
- 4.4. แถบทดสอบ Test Strip 10 ชิ้น (ใช้เป็นรุ่น Y350)