



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว JUMPER รุ่น JPD-500E (LED)



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500E (LED) มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบาย มีระบบการแสดงผลผ่านระบบจอดิจิทัล ใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. มีขนาด 62 x 37 x 32 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วมีน้ำหนักประมาณ 50 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- 2.3. แสดงค่า SpO2, PR, PR Bar
- 2.4. แจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ, ค่า SpO2 และ PR rate เกินกำหนด
- 2.5. แสดงผลผ่านหน้าจอ LED
- 2.6. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- 2.7. ใช้ไฟน้อยกว่า 35 mA
- 2.8. เครื่องจะดับอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 16 วินาที
- 2.9. นำเข้าจากประเทศจีน



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

2.10. ได้รับมาตรฐาน EC, ISO 13485

2.11. รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ

3. คุณลักษณะเทคนิค

3.1. ค่า SpO₂

3.1.1. ช่วงการวัด : 35-100%

3.1.2. ความถูกต้อง : $\pm 2\%$ (ที่ 70-100%)

3.1.3. ตั้งค่าช่วงการเตือน : ค่า SpO₂ ต่ำกว่า 94%

3.2. Pulse Rate

3.2.1. ช่วงการวัด : 25-250 bpm

3.2.2. ความถูกต้อง : ± 2 bpm

3.2.3. ตั้งค่าช่วงการเตือน : ค่า PR ต่ำกว่า 25 -250 bpm หรือ สูงกว่า 130 bpm

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1. แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน จำนวน 2 ก้อน

4.2. คู่มือการใช้งาน

4.3. สายคล้องเครื่อง

4.4. กระเป๋าใส่เครื่องวัดออกซิเจน