

คุณลักษณะเฉพาะแผ่นอิเล็กโทรด Red Dot รุ่น 2560



1. วัตถุประสงค์

แผ่นอิเล็กโทรดใช้ตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2.2. เนื้อเทปทำจากโฟม (Foam) ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว คงประสิทธิภาพการระบายอากาศ และความชื้นได้ดี สามารถติดได้นานถึง 5 วัน
- 2.3. เคลือบด้วยกาวที่ทำให้เกิดอาการแพ้ น้อย (hypoallergenic adhesive)
- 2.4. แผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 3.5 เซนติเมตร (1.6 x 1.36 นิ้ว) เพิ่มพื้นที่ติดแนบกับผิว
- 2.5. มีเจลในแผ่น เจลสื่อนำไฟฟ้าเป็นชนิดเจลเหนียว (Sticky Gel) สัมผัสเหนียวยึดติดผิวหนังได้ดี จึงสื่อนำไฟฟ้าได้แม้มีการดึงรั้ง 4 แผ่น เจลคงรูปไม่ไหลเยิ้ม และไม่ทิ้ง คราบเจลไว้บนผิวหนัง ลดปัญหาการเกิดฟองอากาศ จึงสื่อนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้คุณภาพดี
- 2.6. ส่วนประกอบของเจล มีปริมาณคลอไรด์ต่ำ (Low Chloride Solid Gel) ช่วยป้องกันการเกิดอาการแพ้บนผิวหนังของผู้ป่วย



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.7. กระจุม (Stud and Eyelet) เป็น สแตนเลส และ ซิลเวอร์/ซิลเวอร์คลอไรด์ (Silver/ Silver Chloride Eyelet)
- 2.8. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน (Shelf life) 2 ปี
- 2.9. ขนาดบรรจุ: 50 แผ่นต่อซอง และดูวันหมดอายุจากสัญลักษณ์นำพิกาทรายที่พิมพ์อยู่บนฉลากทุกซอง
- 2.10. ผลิตเข้าได้ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI EC12-2000
- 2.11. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3เอ็ม ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การผลิตที่มีการควบคุมระบบ
- 2.12. คุณภาพตามข้อกำหนด ISO 13485:2003 และ ISO 9001:2008