



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล Terumo รุ่น C205



1. วัตถุประสงค์

ใช้ในโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ มีความถูกต้อง แม่นยำ คummค่าใช้งานได้ถึง 10,000 ครั้ง ปรอทดิจิตอล สำหรับวัดไข้ทางรักแร้ - มีความแม่นยำสูง +/- 0.1 องศาเซลเซียส

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. มีใบรับประกันในกล่อง คุณภาพสูง
- 2.2. ใช้ในโรงพยาบาล และคลินิกต่างๆ มีความถูกต้อง แม่นยำ คummค่า
- 2.3. ปรอทดิจิตอล สำหรับวัดไข้ทางรักแร้
- 2.4. มีความแม่นยำสูง +/- 0.1 องศาเซลเซียส
- 2.5. ใช้เวลาวัดเพียง 30 วินาที
- 2.6. เมื่อใส่ปลอกครอบ จะเป็นการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
- 2.7. แบตเตอรี่ในตัว หน้าจอจะแสดงสถานะแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน
- 2.8. แบตเตอรี่ใช้งานได้ ประมาณ 10,000 ครั้ง
- 2.9. เมื่อใช้งานเสร็จ ทำความสะอาดใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ด
- 2.10. หลังจากใช้งานเสร็จ เก็บเข้ากล่องทุกครั้ง