



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ (Universal Centrifuge)

Gemmy รุ่น PLC-012E



1. วัตถุประสงค์

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ (Universal Centrifuge) ยี่ห้อ Gemmy รุ่น PLC-012E สำหรับปั่นเหวี่ยงตกตะกอน สามารถเปลี่ยนขนาดหัวปั่นได้ เพื่อปรับใช้งานได้หลากหลายในการทดลองด้านชีวเคมี ภูมิคุ้มกัน จุลินทรีย์ พันธุกรรมศาสตร์ รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบทางคลินิกทั่วไป เช่น สำหรับหาค่าฮีมาโทคริต (HCT)

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 31 x 36 x 31 ซม. น้ำหนักประมาณ 15 กก. (ไม่รวมหัวปั่น)
- 2.2. ตัวเครื่องและฝาปิดทำด้วยโลหะเคลือบสี มีช่องระบายอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อน
- 2.3. วัสดุอุปกรณ์ด้านในทำจาก สแตนเลส (stainless steel)
- 2.4. สามารถเลือกซื้อ/เปลี่ยนหัวปั่นได้ ตามการใช้งาน
- 2.5. สามารถใช้กับระบบกระแสไฟฟ้า 230V, 50/60 Hz
- 2.6. สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน
- 2.7. รับประกันคุณภาพ 1 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 สามารถตั้งเวลาได้ สูงสุด 99 นาที เป็นระบบดิจิทัล
- 3.2 มีระบบความปลอดภัย (Safety Locking lid) โดยเครื่องจะไม่ทำงานเมื่อฝาปิดไม่สนิทและหยุดทำงานทันทีเมื่อเปิดฝาเครื่อง
- 3.3 สามารถปรับความเร็วรอบการหมุนได้ มีหน้าจอดิจิทัล LED เพื่อแสดงความเร็วที่ตั้งค่าไว้
- 3.4 มีสวิตช์เบรกไฟฟ้า (Brake Electrical switch, manual)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1 ตัวเครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) 1 เครื่อง
- 4.2 สายไฟ (Power Cord) 1 เส้น
- 4.3 คู่มือประกอบการใช้งาน 1 ชุด