



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะปรอทวัดไข้ดิจิตอล MICROLIFE รุ่น MT 1611



1. วัตถุประสงค์

ปรอทวัดไข้ดิจิตอล MICROLIFE รุ่น MT 1611 ปรอทวัดอุณหภูมิ ช่วยตรวจวัดไข้ได้อย่างแม่นยำ มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กำหนด ไม่มีส่วนผสมเจือปนของปรอท ใช้ได้ทั้งการวัดไข้ที่ใต้ลิ้น ว่างแขน ด้านปลายปรอทยึดหยุ่นพิเศษ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 12.8 x 1.6 x 1 ซม.
- 2.2. น้ำหนัก 10.9 กรัม
- 2.3. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบสัมผัสผิวหนัง รุ่น MT 1611
- 2.4. ใช้เวลาในการวัดประมาณ 60 วินาที
- 2.5. ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายทางช่องปาก รักแร้ หรือทวารหนัก
- 2.6. ปลายเทอร์โมมิเตอร์ โค้งงอได้ 45 องศา
- 2.7. ปลายเทอร์โมมิเตอร์มีลักษณะเป็น Gold Tip สำหรับผู้แพ้สารนิเกิล
- 2.8. ใช้งานง่าย มีการส่งเสียงแจ้งเมื่อวัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 2.9. บันทึกข้อมูลการวัดครั้งล่าสุด
- 2.10. รับประกันตลอดอายุการใช้งาน



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม

- 3.1. สามารถวัดได้ภายใน 60 วินาที
- 3.2. เทคโนโลยีแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Beeper) เสียงเตือน โดยอัตโนมัติเมื่อทำการวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 3.3. สามารถใช้วัดอุณหภูมิร่างกายได้ทั้งทางช่องปาก รักแร้ หรือทวารหนัก
- 3.4. ทุกวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นที่ใช้วัดไข้ไมโครโพลี ได้ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO10993
- 3.5. สามารถบันทึกและกดยค่าอุณหภูมิล่าสุดได้ 1 ค่า (1 Time Memory)
- 3.6. ขึ้นเตือนอัตโนมัติเมื่อทำการวัดผิดปกติ โดยจะมีสัญลักษณ์ <<ERR>> แจ้งเตือน
- 3.7. ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน
- 3.8. ปลายสามารถป้องกันน้ำได้ 100%

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 4.1. เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไมโครโพลี รุ่น MT 1611 1 เครื่อง
- 4.2. กล่องพลาสติกกันกระแทก 1 กล่อง
- 4.3. แบตเตอรี่แบบกระดุม 1 ก้อน
- 4.4. คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น