



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660D



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660D เก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด 90 ค่า ผ้าพันแขน ขนาด 22-32 ซม. แจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะวัดและความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน สามารถเรียกดูค่าความดันโลหิตเฉลี่ย 3 ครั้งจากการวัดครั้งล่าสุดได้ ปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายใน 3 นาที

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660D ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (12.7 x 9.3 x 7.4 ซม.)
- 2.2. ขนาดสายพันต้นแขน 22 – 32 เซนติเมตร
- 2.3. จอแสดงผลดิจิทัลแบบ LCD
- 2.4. แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิต และอัตราการเต้นชีพจร
- 2.5. เก็บข้อมูลการวัดได้สูงสุด 90 บันทึก
- 2.6. ความคลาดเคลื่อน ความดัน ± 3 mmHg (± 0.4 kPa) อัตราชีพจร 5%
- 2.7. ฟังก์ชันการตรวจจับสายรัดต้นแขน (สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อสวมผิด)
- 2.8. ฟังก์ชันการแจ้งเตือนการเต้นของหัวใจ (สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่ออัตราการเต้นผิดปกติ)
- 2.9. ฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหว (สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหว)



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.10. เครื่องจะปิดอัตโนมัติภายใน 3 นาที (หากไม่มีการใช้งานใดๆ)
- 2.11. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
- 2.12. แสดงค่าเฉลี่ยของผลการวัด 3 ครั้งล่าสุด
- 2.13. น้ำหนักสินค้า 300 กรัม

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- 3.1. เครื่องวัดความดัน YUWELL รุ่น YE660D
- 3.2. สายพันดันแขน (BP Cuff)
- 3.3. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA
- 3.4. สาย USB Cable
- 3.5. คู่มือการใช้งาน (ไทยและอังกฤษ)