



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE650A



1. วัตถุประสงค์

หน้าจอเป็นแบบ LCD BLACK-White display (Liquid Crystal Display) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วัดความดันด้วยระบบ Oscillating

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ไม่มีเสียงพูดอธิบาย - บันทึกค่าความดันย้อนหลังได้ 60 ค่า
- 2.2. หน้าจอเป็นแบบ LCD BLACK-White display (Liquid Crystal Display)
- 2.3. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วัดความดันด้วยระบบ Oscillating
- 2.4. เครื่องจะดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน 30 วินาที (กรณีใช้ถ่าน)
- 2.5. หน้าจอแสดง วันที่ , เวลา, ค่าความดัน Systolic, ความดัน Diastolic, อัตราการเต้นของชีพจร แถบบอกระดับความดัน, สัญลักษณ์บอกการเต้นของหัวใจผิดปกติ, สัญลักษณ์แจ้งการรัดผ้าพันแขน

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- 3.1. ถ่าน AA (1.5V) จำนวน 4 ก้อน
- 3.2. ผ้าพันแขน เส้นรอบวงแขน 22-45 ซม.
- 3.3. คู่มือการใช้งานภาษาไทย
- 3.4. ถุงผ้าใส่อุปกรณ์
- 3.5. Adapter YUWELL ขนาด 6 โวลต์/ 600 มิลลิแอมป์ สายยาว 118 cm เสียบใช้ไฟบ้านได้