



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BEURER รุ่น PO50D



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BLUEDOT รุ่น B-PO50D วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ แจ้งเตือนเมื่อ SpO2 สูงหรือต่ำกว่าช่วงกำหนด จอแสดงผล 4 ทิศทาง รับประกัน 3 ปี

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (%SpO2)
- 2.2. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (PRbpm)
- 2.3. แจ้งเตือนเมื่อ SpO2 สูงหรือต่ำกว่าช่วงกำหนด
- 2.4. จอแสดงผล 4 ทิศทาง กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
- 2.5. ถ่าน AAA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- 2.6. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 20 ชม.
- 2.7. ขนาด: ~57(ย) x 31(ก) x 32(ส) มม. | น้ำหนัก: ~50 กรัม (รวมถ่าน)
- 2.8. กว้าง 10 – 22 มม., หนา 5 – 15 มม.
- 2.9. นำเข้าจากประเทศจีน
- 2.10. รับประกัน 3 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. สายคล้องคอ
- 3.2. กระเป๋าเก็บรักษา
- 3.3. เคสซิลิโคน