

## คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต OMRON รุ่น HEM-7156T



### 1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต OMRON รุ่น HEM-7156T ผ้าพันแขน IntelliWrap สวมใส่ได้ง่าย เก็บค่าวัด 60 ครั้ง มีสัญลักษณ์แสดงการเตือนผิดปกติของหัวใจ รับประกัน 5 ปี

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ผ้าพันแขน IntelliWrap สวมใส่ได้ง่าย วัดได้รอบทิศทาง
- 2.2. ได้ค่าที่ถูกต้อง สวมใส่ได้ง่าย วัดได้รอบทิศทาง ที่มีความแม่นยำ 360 ° และไม่ต้องกังวลเรื่องการพันผ้าพันแขนที่ผิดวิธีซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ค่าที่วัดคลาดเคลื่อนได้ และด้วยเทคโนโลยี IntelliWrap สวมใส่ได้ง่ายเพียงครอบลงที่แขนซึ่งสามารถวัดความดันโลหิตได้เองที่บ้าน ซึ่งมีความแม่นยำเช่นเดียวกับที่ศูนย์วัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาล
- 2.3. สะดวกสบาย ผ้าพันแขนทรงกระบอก ที่ถูกออกแบบมาให้พอดีกับรอบต้นแขน ขนาดแขนระหว่าง 22-42 ซม. ทำให้สะดวกสบายในการสวมใส่
- 2.4. ใช้งานได้ง่ายขึ้น สวมใส่ได้อย่างง่ายดายด้วยมือข้างเดียว
- 2.5. สัญลักษณ์แสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง เมื่อคุณใส่ผ้าพันแขนอย่างถูกต้อง ไฟสัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ



## บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.6. สัญลักษณะแสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต สัญลักษณะนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้องไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต
- 2.7. สัญลักษณะบ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg) สัญลักษณะนี้จะปรากฏขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).
- 2.8. เก็บค่าวัด 60 ครั้งในหน่วยความจำ สามารถบันทึกหน่วยความจำได้ 60 หน่วยความจำ พร้อม Guest Mode ซึ่งค่าที่วัดได้จะไม่ถูกบันทึกทับข้อมูลของผู้ใช้งานปกติ
- 2.9. ค่าเฉลี่ยของค่าความดันที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุด ภายในระยะเวลา 10 นาที ตัวเครื่องจะเฉลี่ยค่าที่วัดได้ 2-3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที ให้อัตโนมัติ ทำให้สามารถทราบค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตในการวัดในครั้งนั้น
- 2.10. สัญลักษณะแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
  - 2.10.1. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญลักษณะการเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฏขึ้นพร้อมผลการวัด
  - 2.10.2. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
  - 2.10.3. หากสัญญาณการเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฏขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
  - 2.10.4. หากสัญญาณยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- 2.11. INTELLISENSE TECHNOLOGY เพียงกดปุ่มเริ่มการวัด เทคโนโลยี IntelliSense เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติช่วยให้ได้ค่าความดันได้อย่างถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งานระบบ IntelliSense™ จะทำงานอัตโนมัติด้วยการปรับการปล่อยลมออกจากผ้ารัดแขนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระดับความดันในผ้าพันแขนด้วยตัวเอง สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความผิดปกติของหัวใจ เนื่องจากความดันโลหิตมีแนวโน้มที่จะผันผวน
- 2.12. แอปพลิเคชันอมรอนคอนเนค ช่วยบันทึกติดตามและจัดการข้อมูลสุขภาพได้อย่างง่ายดาย ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ .Csv เพื่อบันทึกลงในการดูแลสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- 2.13. จดบันทึกความดันโลหิตประจำวัน ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการสุขภาพความดันโลหิต



## บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com [www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com](http://www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com)

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 
- 2.14. HealthGift ให้รางวัลในการวัดผลสุขภาพของคุณเป็นประจำ โปรแกรมที่จะให้รางวัลคุณ เมื่อคุณดูแลตัวเอง ผ่านการวัดความดันโลหิตและวัดองค์ประกอบร่างกายเป็นประจำ
- 2.15. ความสามารถในการเชื่อมต่อ® บลูทูธ ติดตามค่าที่อ่านได้ผ่านจอมรอน คอนเนกต์โดยเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ตโฟน
- 2.16. ระยะเวลาประกันศูนย์ไทย 5 ปี