



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะที่หนีบสายสะดือ ปลอดภัย

Umbilical Cord Clamp ยี่ห้อ B.M.I.



1. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับหนีบสายสะดือทารกแรกเกิด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล, คลินิก ทำคลอด, ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก, พยาบาล / บุคลากรทางการแพทย์

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขกกล่อง 100 ชิ้น (บรรจุซองละ 1 ชิ้น)
- 2.2. ใช้สำหรับหนีบสายสะดือทารกแรกเกิด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
- 2.3. ระบบล็อก 2 ชั้น ปลอดภัย ไม่หลุดง่าย
- 2.4. ผลิตจากพลาสติกเกรดทางการแพทย์ ปลอดภัย
- 2.5. ผ่านการฆ่าเชื้อ E.O. Gas ปลอดภัย
- 2.6. ขอบเรียบ ไม่บาดผิวหนัง
- 2.7. ใช้ได้กับทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล คลินิก หรือใช้ที่บ้าน
- 2.8. ขนาดยาว 6 cm.



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. วิธีการใช้งาน

- 3.1. หนีบที่สายสะดือให้ห่างจากหน้าท้องทารกประมาณ 2-3 ซม.
- 3.2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกแน่น และไม่เลื่อน
- 3.3. ปลดข้อให้แห้ง และรอให้สายสะดือหลุดตามธรรมชาติ

ชนิดใช้แล้วทิ้ง ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ