

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต OMRON รุ่น HEM-7143T1



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต OMRON รุ่น HEM-7143T1 ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว และการตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ รับประกัน 5 ปี

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้งานง่ายเพียงสัมผัสเดียว และการตรวจจับการเต้นของหัวใจผิดปกติ
- 2.2. สัญญาณแสดงเมื่อพันผ้าถูกต้อง เมื่อคุณใส่ผ้าพันแขนอย่างถูกต้อง ไฟสัญญาณนี้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ
- 2.3. สัญญาณแสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันโลหิต สัญญาณนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของ
- 2.4. ร่างกาย ขณะกำลังวัดความดันโลหิต ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการได้ค่าความดันที่คลาดเคลื่อนได้ ควรนั่งวัดความดันโลหิตในท่าที่ถูกต้อง ไม่พูดคุยขณะวัดความดันโลหิต
- 2.5. สัญญาณแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันมากกว่า 25% จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
- 2.6. หากตรวจพบจังหวะการเต้นผิดปกติมากกว่า 2 ครั้งในการวัด สัญญาณการเต้นของหัวใจผิดปกติจะปรากฏขึ้นพร้อมผลการวัด



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.7. หากการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้การวัดผลใช้ไม่ได้ เครื่องจะไม่แสดงผล
- 2.8. หากสัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติปรากฏขึ้นหลังจากวัดค่า ให้วัดค่าซ้ำอีกครั้ง
- 2.9. หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- 2.10. สัญลักษณ์บ่งชี้ความดันโลหิตสูงเกินมาตรฐาน (เกิน 135/85 mmHg) สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นหากค่าความดันตัวบนหรือตัวล่างเกินมาตรฐาน (ค่าความดันตัวบนเกิน 135/ค่าความดันตัวล่างเกิน 85 mmHg).
- 2.11. เก็บค่าวัด 30 ครั้งในหน่วยความจำ
- 2.12. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.13. INTELLISENSE TECHNOLOGY เพียงกดปุ่มเริ่มการวัด เทคโนโลยี IntelliSense เริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ได้อ่านค่าความดันได้อย่างถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน
- 2.14. ระบบ IntelliSense™ จะทำงานอัตโนมัติด้วยการปรับการปล่อยลมออกจากฝารัดแขนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในการใช้งานแต่ละครั้ง ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระดับความดันในฝารัดแขนด้วยตัวเอง สะดวกอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีการเต้นผิดปกติหรือความผิดปกติของหัวใจ เนื่องจากความดันโลหิตมีแนวโน้มที่จะผันผวน
- 2.15. แอปพลิเคชันอสมรอนคอนเนค ช่วยบันทึกติดตามและจัดการข้อมูลสุขภาพได้อย่างง่ายดาย ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์ .csv เพื่อป้อนข้อมูลในการดูแลสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจัดบันทึกความดันโลหิตประจำวัน ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการสุขภาพความดันโลหิต
- 2.16. HealthGift ให้รางวัลในการวัดผลสุขภาพของคุณเป็นประจำ โปรแกรมที่จะให้รางวัลคุณ เมื่อคุณดูแลตัวเองผ่านการวัดความดันโลหิตและวัดองค์ประกอบร่างกายเป็นประจำ
- 2.17. ความสามารถในการเชื่อมต่อ® บลูทูธ ติดตามค่าที่อ่านได้ผ่านอสมรอน คอนเน็คต์ โดยเชื่อมต่อแบบไร้สายกับสมาร์ตโฟน
- 2.18. รับประกัน 5 ปี