

เกจ์ออกซิเจน GENERICO

เป็นที่รู้จักในคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่า เกจ์ GENERICO ทำงานได้ตามความต้องการส่งออกซิเจนได้ถูกต้องด้วยความระมัดระวังและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คนไข้สบาย เกจ์ออกซิเจน GENERICO ปลอดภัยและเชื่อถือได้ด้วยรูปลักษณ์, การผลิต, ตัวสินค้า และ คุณสมบัติ

หลอดในโคมและนอกโคมทำด้วย LEXAN ซึ่งทนต่อแรงกระแทกทำให้อายุการใช้งานยาวนานตัวเกจ์ทำจากทองเหลืองที่ออกแบบเพื่อ ความแข็งแรงทนทาน ชุบโครเมียมเพื่อความสวยงาม และง่ายต่อการทำความสะอาด



895M

- กลไกแบบ STEM
- เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าปัดเกจ์ 2 นิ้ว
- แรงดันเริ่มต้น 5~150 kgf/ตร.ซม.
- โฟลมิเตอร์ : 0.5~15 ลิตรต่อนาที
- ขั้วต่อกับท่อ OXYGEN : J.I.S./B.S./C.G.A.
- ขั้วต่อที่ OXYGEN ออก : 9/16 นิ้ว-18 UNF
- ขนาด : 160 มม. X 180 มม. X 85 มม.
- น้ำหนัก : 1.33 กก.

ขวด HUMIDIFIER

- ทนต่อแรงกระแทก
- ปลอดภัยและทนทาน
- ด้วยโครงสร้าง/ฟลอป-ออฟ (เซฟตีวาล์วเลื่อนขึ้นมากกรณีที่ออกซิเจน ไม่สามารถไหลไปสู่คนไข้) ออกซิเจนจะไหลได้สม่ำเสมอถึงแม้แรงดันภายในจะหมดไป
- รวมทั้งเวลาเซฟตีวาล์วเลื่อนขึ้นจะมีเสียงเตือนเพื่อให้ช่วยคนไข้ได้ทันเวลา



7100R



7100



Pros Who Know ... Go GENERICO

COLUMBIA EQUIPMENT CO., LTD.

15 Fukung Road, Fushing Industrial Zone,
Fushing Hsiang, Changhua Hsien, Taiwan R.O.C.

TEL: 886-4-7692730. 7695831

FAX: 886-4-7694123

E-mail: generico@tcts.seed.net.tw

