



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด YUWELL รุ่น BGM 582



1. วัตถุประสงค์

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Yuwell รุ่น 582 (Bluetooth) Blood Glucose Meter เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้องตรวจเบาหวาน สามารถอ่านค่าผ่านแอปพลิเคชันได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เหมาะสำหรับ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงที่ต้องตรวจเบาหวาน
- 2.2. สามารถอ่านค่าผ่านแอปพลิเคชันได้
- 2.3. สามารถตรวจวัดได้ในเลือดที่มีช่วงความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง 30-60 %
- 2.4. ใช้เลือดน้อยเพียง 1 microlite
- 2.5. เลือกโหมดเจาะก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร
- 2.6. Strip reject button ปุ่มทิ้งแผ่นทดสอบ
- 2.7. ปิดเครื่อง อัตโนมัติ หลังไม่ใช้งาน
- 2.8. อ่านค่าใน 8 วินาที
- 2.9. ตรวจค่าน้ำตาลได้ตั้งแต่ 20-600 mg/dl
- 2.10. บันทึกค่าได้ 250ค่า
- 2.11. มีระบบเตือน กรณีอุณหภูมิที่ทำการทดสอบไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
- 2.12. ใบรับแจ้งรายการละเอียดที่ 65-2-2-1-0007740



บริษัท เพอเพค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1. โหมดการทำงานแบบต่อเนื่อง
- 3.2. จอแสดงผล LCD
- 3.3. แสดงผลการเก็บบันทึก
- 3.4. แสดงรหัสการสอบเทียบ
- 3.5. อยู่ในสถานะการตั้งค่า
- 3.6. แสดงนาฬิกา
- 3.7. แสดงชั่วโมง
- 3.8. แสดงผลการทดสอบ
- 3.9. หน่วยการวัด
- 3.10. ไอคอนแบตเตอรี่ต่ำ
- 3.11. ไอคอนเลือด : ใส่เลือดที่แผ่นตรวจวัด
- 3.12. ไอคอนอุณหภูมิ
- 3.13. ไอคอนสารละลายควบคุม
- 3.14. แสดงวันที่ , แสดงเดือน
- 3.15. เรียกดูผลการวัดเฉลี่ย 7 วัน, 14 วัน, 30 วัน, 2 เดือน, 3 เดือน
- 3.16. แถบทดสอบ
- 3.17. ใช้เอนไซม์ชนิด Glucose Oxidase (GOD)
- 3.18. ใช้เลือดจากเส้นเลือดฝอยปริมาณ 1 μ m

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|---|-------|----|---------|
| 4.1. ตัวเครื่อง | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 4.2. ปากกาสำหรับใส่เข็มเจาะ | จำนวน | 1 | อัน |
| 4.3. แผ่นตรวจ Test Strip | จำนวน | 10 | แผ่น |
| 4.4. เข็มเจาะเลือด | จำนวน | 10 | ชิ้น |
| 4.5. ถ่านขนาด AAA | จำนวน | 2 | ก้อน |
| 4.6. กล่องใส่อุปกรณ์ | | | |
| 4.7. คู่มือการใช้งาน | | | |
| 4.8. น้ำยาทดสอบความแม่นยำเครื่องตรวจน้ำตาล (Control Solution) | | | |