



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดน้ำมูก BEURER รุ่น NA20



1. วัตถุประสงค์

เครื่องดูดน้ำมูกสำหรับเด็กอายุ 0 ถึง 12 ปี สำหรับดูดน้ำมูกทารกหรือเด็กเล็ก ได้อย่างนุ่มนวลมีประสิทธิภาพ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. สำหรับดูดน้ำมูกทารกหรือเด็กเล็ก ได้อย่างนุ่มนวลมีประสิทธิภาพ
- 2.2. ใช้งานง่าย (ด้วยการออกแบบปุ่มเดียว)
- 2.3. ซิลิโคนนุ่มและยืดหยุ่นได้ดี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- 2.4. แรงดูดสูงสุด 500 mmHg (66 กิโลปาสกาล)
- 2.5. ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการพกพา
- 2.6. เสียงการทำงานเงียบ สามารถใช้ในขณะที่เด็กนอนหลับได้
- 2.7. เครื่องป้องกันการไหลย้อนกลับจากภาชนะเครื่องดูดกลับไปที่จมูก
- 2.8. สามารถถอดและทำความสะอาดส่วนหัวซิลิโคน และที่เก็บน้ำมูกได้
- 2.9. สามารถต้มภาชนะเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคได้
- 2.10. ห้ามใช้เครื่องดูดน้ำมูกกับอวัยวะอื่น ๆ หรือกับสัตว์
- 2.11. กดปุ่มเปิด / ปิด ค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์
- 2.12. ทำมุม 20-60 องศา จากใบหน้า
- 2.13. นำหัวซิลิโคนดูดสารคัดหลั่ง กลับรูจมูกหรือตามความจำเป็น



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.14.สิ้นสุดการใช้งานให้ปล่อยปุ่มเปิด / ปิด
- 2.15.ทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการใช้งาน
- 2.16.ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็ก
- 2.17.หากเด็กรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที