



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว JUMPER รุ่น JPD-500D (OLED)



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยี่ห้อ Jumper รุ่น JPD-500D (OLED) มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วได้อย่างแม่นยำ สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างสะดวกสบาย มีระบบการแสดงผลผ่านระบบจอดิจิทัล ใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. มีขนาด 62.2 x 37 x 33.1 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วมีน้ำหนักประมาณ 42.5 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
- 2.3. แสดงผลผ่านหน้าจอ OLED ปรับความสว่างได้มากถึง 5 ระดับ
- 2.4. แสดงผลหน้าจอได้ 6 แบบ พลิกดูข้อมูลได้ 4 ทิศทาง
- 2.5. แสดงค่า SpO2, PR, PR, waveform, PI และแสดงสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.6. ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA ขนาด 1.5V จำนวน 2 ก้อน
- 2.7. เครื่องจะดับอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 10 วินาที
- 2.8. นำเข้าจากประเทศจีน
- 2.9. ได้รับมาตรฐาน EC, ISO 13485
- 2.10. รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

3.1. ค่า SpO₂

3.1.1. ช่วงการวัด : 35-100%

3.1.2. ความถูกต้อง : $\pm 2\%$ (ที่ 70-100%)

3.1.3. ตั้งค่าช่วงการเตือน : ค่าสูง 50 -100% , ค่าต่ำ 50 -100%

3.2. Pulse Rate

3.2.1. ช่วงการวัด : 25-250 bpm

3.2.2. ความถูกต้อง : ± 2 bpm

3.2.3. ตั้งค่าช่วงการเตือน : ค่าสูง 25 -250 bpm , ค่าต่ำ 25 -250 bpm

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1. แบตเตอรี่พร้อมใช้งาน จำนวน 2 ก้อน

4.2. คู่มือการใช้งาน

4.3. สายคล้องเครื่อง

4.4. กระเป๋าใส่ที่วัดออกซิเจน