



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ChoiceMMed รุ่น MD300CN330



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ChoiceMMed รุ่น MD300CN330 จอแสดงผลแบบ OLED (Organic Light Emitting Diodes) เปลี่ยนจอแสดงผลได้ 4 ทิศทาง 7 รูปแบบ ปรับระดับความสว่างได้ 10 ระดับ

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1. ปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO₂)

2.1.1. ค่าการวัดอยู่ในช่วง : 70% ~ 100%

2.1.2. ค่าความแม่นยำ : $\pm 2\%$

2.2. อัตราการเต้นของชีพจร (PR)

2.2.1. ค่าการวัดอยู่ในช่วง : 30 bpm ~ 250 bpm

2.2.2. ค่าความแม่นยำ : 30 bpm ~ 99 bpm, ± 2 bpm ; 100 bpm ~ 250 bpm, $\pm 2\%$

2.3. การไหลเวียนของเลือด (PI)

2.3.1. ค่าการวัดอยู่ในช่วง : 0.2% ~ 20.0%

2.3.2. ค่าความแม่นยำ : 0.2% ~ 1.0%, ± 0.2 digits : 1.1% ~ 20.0%, $\pm 20\%$

2.4. จอแสดงผลแบบ OLED (Organic Light Emitting Diodes)



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.5. เปลี่ยนจอแสดงผลได้ 4 ทิศทาง 7 รูปแบบ, ปรับระดับความสว่างได้ 10 ระดับ
- 2.6. ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA (1.5 V) 2 ก้อน, มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- 2.7. ขนาดเครื่อง ยาว 60 มม. x กว้าง 32 มม. x สูง 29 มม.
- 2.8. น้ำหนักโดยประมาณ 55 กรัม: ± 5 กรัม (รวมแบตเตอรี่ 2 ก้อน)
- 2.9. หากไม่ใช้งานเครื่องจะปิดอัตโนมัติ