



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660E



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660E มีเสียงพูดภาษาไทย สำหรับใช้ในการวัดความดันโลหิตของผู้ป่วย หรือบุคคลทั่วไป ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรักษาทันตกรรม, การตรวจร่างกาย, การบริจาคเลือด, ก่อนออกกำลังกายหนัก รวมไปถึงการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการทำงานของหัวใจอย่างหนัก เพื่อตรวจสอบแรงดันของหลอดเลือด การบีบและคายตัวของหัวใจ รวมไปถึงการเต้นของหัวใจว่า อยู่ในช่วงปกติหรือไม่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660E ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (9.7 x 13.2 x 7.0 ซม.)
- 2.2. เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับต้นแขนขนาด 22 – 45 เซนติเมตร
- 2.3. ทำงานด้วยระบบ Oscillometric Method
- 2.4. สามารถวัดค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (Systolic Blood Pressure – SYS) ได้ตั้งแต่ 20-210 mmHg
- 2.5. ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure – DIA) ได้ตั้งแต่ 40-260 mmHg
- 2.6. ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ 40-200 ครั้ง / นาที
- 2.7. ค่าความแม่นยำ
- 2.8. ค่าความดันโลหิต ± 3 mmHg
- 2.9. ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ ± 5 %
- 2.10. แสดงผลบนหน้าจอ LCD ตัวเลขใหญ่ชัดเจน สามารถอ่านค่าได้ง่าย



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.11.หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ เวลา , วันที่ , เดือน และ ปี ณ ปัจจุบันได้
- 2.12.ค่าความดันโลหิต SYS และ DIA (ในหน่วย kPa หรือ mmHg)
- 2.13.ค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (ในหน่วย ครั้ง/นาที)
- 2.14.แถบระดับบ่งบอกค่าความดันโลหิต
- 2.15.มีสัญลักษณ์แสดงการเดินผิดปกติของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกัน จากการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยซึ่งตรวจพบขณะเครื่องทำการวัดความดันโลหิต
- 2.16.มีสัญลักษณ์แสดงการพันผ้าพันแขนว่า อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ ในขณะที่ทำการวัด เพื่อให้ได้ค่าความดันโลหิตที่แม่นยำ
- 2.17.มีสัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหว เมื่อตรวจพบว่า ผู้ใช้งานมีการเคลื่อนไหวในขณะที่วัดค่าความดันโลหิต เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายอาจทำให้เกิดการคาดเคลื่อนได้
- 2.18.มีเสียงประกอบการใช้งาน เพื่ออธิบาย แนะนำ และอ่านค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ พร้อมบอกระดับว่า ค่าที่วัดได้แล้วนั้นอยู่ในระดับปกติหรือไม่ (สามารถตั้งค่าระดับความดังของเสียงได้ 5 ระดับหรือปิดเสียงได้)
- 2.19.สามารถเก็บค่าที่วัดได้สูงสุด 99 ค่า ที่จะจัดเก็บค่าความดันโลหิต ชีพจร และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวันที่และเวลา รวมถึงสัญลักษณ์ในกรณีที่มีการวัดแล้วตำแหน่งผ้าพันแขนไม่ถูกต้อง
- 2.20.สามารถเรียกดูค่าความดันโลหิตเฉลี่ย 3 ครั้งจากการวัดครั้งล่าสุดได้
- 2.21.ใช้แบตเตอรี่ 1.5 V 4 ก้อน พร้อมแสดงสถานะของแบตเตอรี่บนหน้าจอ หรือสามารถใช้เป็นอะแดปเตอร์ AC
- 2.22.อายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยทั่วไปประมาณ 300 ครั้ง
- 2.23.การเติมลมอัดโนมัลดิอิจริยะ สำหรับการวัดโดยไม่ต้องเติมลมซ้ำ พร้อมสัญลักษณ์การปล่อยลมเข้า – ออก
- 2.24.มีรหัสเมื่อเครื่องเกิดการทำงานผิดพลาด หรือมีปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไข
- 2.25.น้ำหนักสินค้า 270 กรัม

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- | | | | |
|--|-------|---|---------|
| 3.1. เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE660E | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3.2. ผ้าพันแขน ขนาด 22 -45 ซม. | จำนวน | 1 | ชิ้น |
| 3.3. ถ่าน AA | จำนวน | 4 | ก้อน |
| 3.4. อะแดปเตอร์ AC | จำนวน | 1 | ชุด |
| 3.5. ถุงผ้า | จำนวน | 1 | ชิ้น |



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3.6. คู่มือภาษาไทย	จำนวน	1	เล่ม
3.7. คู่มือภาษาอังกฤษ	จำนวน	1	เล่ม

4. เงื่อนไขการรับประกัน

- 4.1. ตัวเครื่องรับประกันจากการใช้งานปกติ 5 ปี
- 4.2. มีศูนย์ซ่อมบริการพร้อมให้คำปรึกษาวิธีการใช้งาน
- 4.3. บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ