



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE680B



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE680B เชื่อมต่อบลูทูธกับแอปพลิเคชันได้ มีเสียงพูดภาษาไทย เก็บข้อมูลแยกใช้งานได้ 2 คน บันทึกได้กลุ่มละ 99 ความจำ (มีบลูทูธ) มีเสียงอธิบายระหว่างการใช้งานภาษาไทย (Voice broadcast function) รอบวงแขนที่วัดได้ 22cm. – 45cm. แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งล่าสุด

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE680B ขนาดกว้าง x ยาว x สูง (97 x 132 x 70 มม.)
- 2.2. เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับต้นแขนขนาด 22 – 45 เซนติเมตร
- 2.3. แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและอัตราการเต้นชีพจร
- 2.4. จอแสดงผลดิจิทัลแบบ LCD (Backlight)
- 2.5. ฟังก์ชันแจ้งเตือน
- 2.6. การเคลื่อนไหวขณะวัด
- 2.7. ความถูกต้องในการใช้ผ้าพันแขน
- 2.8. สัญญาณการแจ้งเตือนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
- 2.9. ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- 2.10. บันทึกหน่วยความจำ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 99 ค่าความจำ



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.11. รอบวงแขนที่วัดได้ 22cm. – 45cm.
- 2.12. แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งล่าสุด
- 2.13. เครื่องจะปิดอัตโนมัติภายใน 3 นาที หากไม่มีการใช้งานใดๆ
- 2.14. มีเสียงอธิบายระหว่างการใช้งาน (Voice broadcast function)
- 2.15. ประสิทธิภาพกันน้ำและกันฝุ่น IP20
- 2.16. น้ำหนักสินค้า 270 กรัม

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

3.1. เครื่องวัดความดันโลหิต YUWELL รุ่น YE680B	จำนวน	1	เครื่อง
3.2. ถูใส่เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์แบบหุ้ม	จำนวน	1	ใบ
3.3. แบตเตอรี่ขนาด AA	จำนวน	4	ก้อน
3.4. สายอะแดปเตอร์ AC	จำนวน	1	สาย
3.5. สายรัดต้นแขนขนาด 22-45 CM	จำนวน	1	อัน
3.6. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	จำนวน	1	เล่ม

หมายเหตุ หากต้องการใช้แหล่งจ่ายไฟบ้าน ให้ทำการตรวจสอบช่องแบตเตอรี่ว่ามีถ่านหรือไม่ หากมีถ่านอยู่จะต้องถอดถ่านออกจากเครื่องก่อนทำการชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ไฟทุกครั้ง