



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดความดันโลหิต ALLWELL รุ่น JPD-HA120



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดความดันโลหิต ยี่ห้อ ALLWELL รุ่น JPD-HA120 มีเสียงพูดภาษาไทย บอกวิธีการใช้งาน พร้อมอ่านค่าความดันโลหิตที่วัดได้ เชื่อมต่อ Bluetooth ผ่านแอปพลิเคชัน ALLWELL Health เพื่อดูค่าและเก็บข้อมูลได้ และมีแถบสีบ่งชี้ระดับความดันโลหิต อ้างอิงตามองค์การอนามัยโลก (WHO)

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาดเครื่องวัดความดันโลหิต 12 x 13.8 x 5.9 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. บันทึกค่าได้ 2 คน (คนละ 99 ค่า)
- 2.3. แสดงค่าเฉลี่ย 3 ค่าล่าสุดได้
- 2.4. ใช้งานง่าย กดเพียงปุ่มเดียว
- 2.5. สามารถเลือกหน่วยวัดความดันได้ทั้ง มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และ กิโลปาสกาล (kPa)
- 2.6. ช่วงการวัดความดันโลหิต ช่วงการวัดที่ความดัน 0-295 mmHg และมีค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 3 \text{ mmHg}$
- 2.7. ช่วงการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 40-199 ครั้ง/นาที และมีค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$
- 2.8. ฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดปกติ
- 2.9. หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 6 x 7.7 cm



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- 3.1. ผ้าพันต้นแขน (Cuff) ขนาด 22-36 cm
- 3.2. กระเป๋าสตางค์อุปกรณ์
- 3.3. สาย USB (สำหรับเสียบใช้กับไฟบ้าน)
- 3.4. ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน
- 3.5. คู่มือการใช้งาน 1 ฉบับ