

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

NPD HEALTHCARE AED-3100



1. วัตถุประสงค์

สามารถตั้งค่าได้สูงสุดถึง 2 ภาษา ช่วยให้ใช้งานร่วมกันได้สะดวกแม้ในองค์กรที่มีความหลากหลายทางภาษา แสดงไฟแสดงแบตเตอรี่ คงเหลือ 5 ระดับ

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด (มม.) : กว้าง 206 x สูง 97 x ลึก 252 น้ำหนักรวม (กก.) : 2.3 (รวมแผ่นนำไฟฟ้าและแบตเตอรี่)
- 2.2. อุปกรณ์เสริม : กระเป๋าใส่เครื่อง AED
- 2.3. แผ่นคู่มือการติดตั้งการใช้งาน AED
- 2.4. แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ SB-310V (อายุการใช้งาน 4 ปี)
- 2.5. แผ่นนำไฟฟ้า : P-740 แบบใช้แล้วทิ้ง
- 2.6. หมายเลขอนุมัติเครื่องมือแพทย์ : 22700BZX00187000



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟก จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1. เขียนบรรยาย 2 ภาษาต่อเนื่อง
- 3.2. สามารถตั้งค่าได้สูงสุดถึง 2 ภาษา ช่วยให้ใช้งานร่วมกันได้สะดวกแม้ในองค์กรที่มีความหลากหลายทางภาษา
- 3.3. ไฟแสดงแบตเตอรี่ คงเหลือ 5 ระดับ
- 3.4. ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่คงเหลือได้ง่ายดาย สบายใจได้ว่าเครื่องพร้อมใช้งานอยู่เสมอทดสอบได้เองแบบครอบคลุม
- 3.5. สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของตัวเครื่องได้เองทุกรายการ เช่น สัญญาณไฟจะ ปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่หมด หรือแผ่นนำไฟฟ้าไม่ได้เชื่อมกับตัวเครื่องทนทาน และประหยัดพื้นที่สามารถใช้งานได้ ในสภาพแวดล้อม -5 ถึง 50 องศา กันน้ำกันฝุ่น แม้ในสภาพแวดล้อมโหดร้าย
- 3.6. ตัวเครื่องขนาดเล็กและพกพาสะดวก ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่เล็ก ๆ
- 3.7. ใช้ได้กับทุกช่วงวัย
- 3.8. เพียงกดสวิชต์ก็สามารถปรับโหมดสำหรับใช้งานกับผู้ป่วยเด็กได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นนำไฟฟ้า

4. อุปกรณ์

- 4.1. แผ่นนำไฟฟ้า / แบตเตอรี่
 - 4.1.1. ใช้ได้กับทุกช่วงวัย
 - 4.1.2. เก็บรักษาได้ประมาณ 24 เดือนหากไม่มีการใช้งาน
 - 4.1.3. ควรมีสารองเพิ่มเติมอีก 1 ชุด
 - 4.1.4. พร้อมใช้ทันทีเมื่อต่อกับเครื่อง
 - 4.1.5. ติดง่าย มีภาพระบุตำแหน่งที่ควรติดชัดเจน
 - 4.1.6. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการวิเคราะห์คลื่นหัวใจและส่งผ่านกระแสไฟฟ้า
- 4.2. แบตเตอรี่
 - 4.2.1. แบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง
 - 4.2.2. อายุการใช้งานประมาณ 48 เดือน (กรณีไม่มีการใช้งาน)
 - 4.2.3. สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องได้ประมาณ 160 ครั้ง หรือรวม 6 ชั่วโมง
 - 4.2.4. เพียงเชื่อมต่อกับตัวเครื่องก็สามารถตรวจสอบอายุแบตเตอรี่ รวมทั้งดูคำแนะนำการใช้งานได้เองง่าย ๆ เมื่อต้องการ