

BASIC DIAGNOSTIC SET



เครื่องตรวจหู-ตา-คอ-จมูก



ประกอบด้วย

1. หัวตรวจตา EUROLIGHT E10, 2.5V.
 - สามารถปรับความคมชัดของภาพ โดยเลือกปรับเลนส์ ตั้งแต่ + / - 20 dpt.(Diopters)
 - สามารถปรับ-ลดความสว่างของหลอดไฟได้
2. หัวตรวจหู COMBLIGHT C10, 2.5V.
 - พร้อมชุดกรวย เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 mm , 3.5 mm, 4.5mm
3. ค้ามืดพร้อมไฟส่อง 2.5V. ใช้สำหรับส่องภายในช่องปาก
4. กระบอกส่องช่องปาก No. 3 , 4
5. Nasal Speculum ทำจากวัสดุรูปโครเมียม
6. ค้ามืดสำหรับใช้กับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด 1.5V. จำนวน 2 ก้อน พร้อมสวิตช์สำหรับหรี่แสงสว่าง
7. ชุดกรวยส่องหูและกระบอกส่องช่องปาก ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ อุณหภูมิ 134 °C ได้

ข้อควรระวัง : ห้ามนำหัวตรวจทั้งตรวจหูและตรวจตาไปใส่เตาหรือไฟในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาด