

Oxy-Care®

ชุดให้ออกซิเจนสำหรับหายใจ
Medical Oxygen Therapy Unit

Diaphragm Type



ชุดปรับแรงดัน
และปรับอัตราการไหล
ของออกซิเจน

ขวดน้ำให้ความชื้น



ใบสอบเทียบ



สาย Canula



กุญแจข้อต่อ



ข้อต่อได้
Flowmeter



09-1-22004 Oxygen Regulator GN (Diaphragm Type)

คุณลักษณะรายละเอียดประกอบด้วย

1. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Regulator)

- ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (Oxygen Regulator) ชนิดไดอะแฟรม ปรับแรงดันไว้ที่ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi.) ทำจากทองเหลืองชุบโครเมียม ทั้งสองด้าน
- ข้อต่อเข้าถังออกซิเจน เป็นชนิดมาตรฐาน CGA 540 มีตัวกรองที่ปลายข้อต่อแบบทองเหลือง (Sinter filter)
- มีมาตร (UL-LISTED USA) ออกซิเจนแสดงความดันภายในถัง 0 - 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi.) พร้อมคำเตือน USE NO OIL (ห้ามใช้สารหล่อลื่น)

2. ชุดปรับอัตราการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)

- มีระดับบอกอัตราการไหลตั้งแต่ 0 - 15 ลิตร/นาที และมีอัตราการไหลสูงสุด ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร/นาที
- ชุดปรับอัตราการไหล มี Serial Number และ ใบสอบเทียบ (Test Result) จากโรงงาน
- ข้อต่อใต้ชุดปรับอัตราการไหล เป็นแบบ DISS connector
- ตัวเรือนเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม

3. ขวดน้ำให้ความชื้น (Humidifier Bottle)

- ขวดทำด้วยพลาสติก โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) หรือ โพลีโพรพิลีน (Polypropylene)
- ความจุประมาณ 300 ml. และมีขีดเพื่อบอกระดับการบรรจุ น้ำ ระดับสูงและต่ำ
- ฟิลเตอร์ขวดน้ำสามารถถอดล้างได้
- วาล์วปรับแรงดัน ให้สัญญาณเสียงเมื่อ สายออกซิเจนแห้ง

ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย

Solida® is a registered trademark
Manufacturing For Medical Oxygen Regulator, Flowmeter,
Humidifier, Medical Gas Outlet, Adapter And Related
Products By CNC (Computer Numerical Control) Machine
Of High Accuracy And Quality Control.

*สินค้าและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

WARNING: USE NO OIL ** อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำหน่ายตามการแนะนำ หรือใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ • อ่านคำแนะนำและเอกสารกำกับ ก่อนใช้