

เครื่องจำลองสัญญาณค่าออกซิเจนในเลือด FS-1000-SK



FS-1000-SK

Finger sim Starter set FS-1000-SK ทดสอบระบบ spo_2 ตามการออกแบบ bc biomedical finger sims ให้คุณตรวจสอบเซ็นเซอร์ SpO_2 ของคุณโดยส่งแหล่งกำเนิดแสงผ่าน Finger Sim™ โดยโฟโตเซลล์จะอ่านค่าการดูดกลืนแสงในส่วนอื่นของเซ็นเซอร์ ซึ่งเปรียบการทำงานเหมือนนิ้วของคุณเองด้วยผลลัพธ์ที่ทราบเท่านั้น FingerS ims™ ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นิ้ว Pulse Oximetry ได้ทุกรูปแบบ Finger Sims™ ให้เอาต์พุต SpO_2 ที่ 80, 90 และ 97% เพียงกดที่ Finger Sim™ เพื่อสร้าง “ชีพจร” หรือรวมอัตราชีพจรที่ปรับเทียบแล้วโดยเพิ่ม SPO-2000 หรือ MSP-2100 Pulse Oximetry Module

คุณสมบัติทั่วไป

Start Up Kit-3 Finger Sims

ประกอบด้วย:

- 80% Finger Sim™
- 90% Finger Sim™
- 97% FingerSim™
- Finger Sim™ Holder
- กระเป๋าสตางค์

(สำหรับ Finger Sim, คู่มือผู้ใช้ & Finger Sim)

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ง่ายต่อการใช้งาน
- การทดสอบอย่างรวดเร็วของระบบชีพจรออกซิเจนรวมทั้งเซ็นเซอร์
- ระดับความอิ่มตัวของ $80, 90$ และ 97%
- รวมทั้งกระเป๋าสตางค์ที่ใช้ในการพกพา
- ราคาไม่แพงและแม่นยำ