



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

**คุณลักษณะเฉพาะหูฟังแพทย์ 3M รุ่น Classic III Mirror Finish Chestpicce, Plum Tube,
Pink Stem and Smoke Headset,**



1. วัตถุประสงค์

หูฟังแพทย์ที่สามารถฟังเสียงได้ 2 ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนด้าน สามารถฟังได้ทั้งด้านผู้ใหญ่และเด็ก

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. หูฟังแพทย์ที่สามารถฟังเสียงได้ 2 ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนด้าน สามารถฟังได้ทั้งด้านผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งความถี่ต่ำและสูงโดยใช้ Tunable Diaphragm Technology ด้วยการปรับแรงกด แรงกดเบาเพื่อฟังเสียงความถี่ต่ำ และแรงกดหนักเพื่อฟังเสียงความถี่สูง
- 2.2. หัวฟังสองด้าน (Double sided Chest piece) สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก สำหรับเด็กสามารถถอดหรือใส่ Diaphragm ด้าน Bell ได้ทำจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) มีการออกแบบใหม่ให้สวยงาม ลด ข้อต่อและมุมต่างๆ เพื่อการรับเสียงที่ดีขึ้น
- 2.3. ด้าน Bell (Pediatric) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 นิ้ว (3.3cm) สามารถปิด เปิด ด้วย Diaphragm เมื่อ ต้องการใช้งาน
- 2.4. ด้าน Diaphragm (Adult) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7 นิ้ว (4.3cm)
- 2.5. หัวฟังน้ำหนักรวม 65 กรัม
- 2.6. Diaphragm เป็น Tunable Type และมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวทั้งชิ้น (Single-Piece) สะดวกต่อการ เปลี่ยน และการทำความสะอาด



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

- 2.7. ความยาวของหูฟัง 27.2 นิ้ว (69cm)
- 2.8. น้ำหนักรวมของหูฟัง 150 กรัม
- 2.9. ก้านหูฟังทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Anodized Aluminum) และมีน้ำหนักเบา
- 2.10. สายหูฟังทำจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ทนทาน และยืดอายุการใช้งานมากขึ้น และเป็นแบบ Single Lumen
- 2.11. ขากรองหู (Eartips) เป็นขากรองหูชนิดนิ่ม ชนิดกดให้เข้าที่เพื่อให้แนบสนิทได้ดีกับช่องหู “3MTM Littmann Snap Tight Soft-Sealing Eartips” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟังเสียง
- 2.12. มีขากรองหูสำรอง 1 คู่ ภายในกล่อง
- 2.13. ไม่มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ Latex Free และ Phthalate Plasticizers
- 2.14. รับประกันคุณภาพการได้ยินเสียงในภาวะการใช้งานปกติ 5 ปี