



บริษัท เฟอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล BEURER รุ่น BF195



1. วัตถุประสงค์

เครื่องชั่งน้ำหนัก Beurer รุ่น BF195 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดมวล ที่แสดงน้ำหนักแคลอรีและแสดงค่าอื่น ๆ ของร่างกาย สามารถเปลี่ยนหน่วย kg , lb และ st ได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 31 x 31 x 2.3 ซม.
- 2.2. น้ำหนัก 1.67 กก.
- 2.3. จอแสดงผลสีน้ำเงินใหม่ รูปแบบวงกลม ทันสมัย
- 2.4. แสดงน้ำหนัก,แคลอรี, AMR และ BMI
- 2.5. แสดงเปอร์เซ็นต์ไขมัน, น้ำ, กล้ามเนื้อ, น้ำหนักกระดูก
- 2.6. ปุ่มกดแบบสัมผัส
- 2.7. ตั้งค่าระดับการออกกำลังกายได้ 5 ระดับ
- 2.8. ตั้งค่าส่วนบุคคลได้ 10 บุคคล
- 2.9. เปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 3 รูปแบบ คือ kg., lb. และ st.
- 2.10.เปิดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นชั่ง – ปิดอัตโนมัติ เมื่อชั่งเสร็จ



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

2.11.หน้าจอแสดงตัวเลขขนาด 28 มม.

2.12.ใช้ถ่าน CR 2032 3V จำนวน 2 ก้อน

2.13.ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 180 กก.

2.14.ความถี่ในการชั่ง 100 กรัม

2.15.รับประกัน 5 ปีจากการใช้งานปกติ

2.16.นำเข้าจากประเทศเยอรมัน