



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BLUEDOT รุ่น B-PO011



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Bluedot รุ่น B-PO011 มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ มีระบบการแสดงผลผ่านระบบจอดิจิทัล ใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 30 x 57 x 31 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. น้ำหนัก 28 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
- 2.3. หน้าจอ 4 ทิศทาง กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
- 2.4. ขนาดความหนาของนิ้วมือที่ใช้ได้: 8-25.4 มม.
- 2.5. แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) : 0-99%
- 2.6. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (PR) (ครั้ง/นาที)
- 2.7. แสดงกราฟเส้น และกราฟแท่ง : 25-250 bpm
- 2.8. แสดงค่าการไหลเวียนของเลือด (PI): 0.075-20%
- 2.9. แจ้งเตือนเมื่อ SpO2 สูงหรือต่ำกว่ากำหนดด้วยเสียง
- 2.10. เปิด/ปิด เสียงอัตราการเต้นของหัวใจได้



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

2.11.จอ High Resolution TFT 2 สี ขนาด 1.14 นิ้ว

2.12.ปรับความสว่างหน้าจอได้ 5 ระดับ

2.13.แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน

2.14.ใช้ถ่าน 1.5V AAA 2 ก้อน

2.15.นำเข้าจากประเทศจีน

2.16.รับประกัน 3 ปีจากการใช้งานปกติ

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน

3.2. สายคล้องคอ

3.3. คู่มือรักษา