



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด BEURER รุ่น FT90



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดไข้ Beurer รุ่น FT90 เป็นเครื่องช่วยตรวจวัดไข้ทางร่างกายได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรดอย่างดี โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง สามารถใช้วัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและวัตถุสิ่งของได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด : 47.6 x 188 x 29 มม.
- 2.2. น้ำหนัก 82 กรัม
- 2.3. หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C /°F
- 2.4. มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ 38 °C
- 2.5. การควบคุมเสียง (เปิด / ปิด)
- 2.6. สัญลักษณ์เตือน : เมื่ออุณหภูมิปกติ
เมื่อมีไข้ อุณหภูมิ > 38°C
- 2.7. ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- 2.8. จอแสดงผล XL สว่าง อ่านง่าย
- 2.9. มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- 2.10. บันทึกค่าความจำได้ 60 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- 2.11. สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- 2.12. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.13. รับประกัน 5 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท เพอร์เฟกต์ ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้

3.1.1. หน้าผาก: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$: $36 - 39^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$: $96.8 - 102.2^{\circ}\text{F}$)

3.1.2. วัตถุ: ± 4 or ± 2 C (± 4 F) $-22 - 80^{\circ}\text{C}$ ($-7.6 - 176^{\circ}\text{F}$)

3.2. ระยะเวลาขณะวัด 2-3 ชม.

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|---------------------|-------|---|------|
| 4.1. กล้องเก็บรักษา | จำนวน | 1 | ใบ |
| 4.2. ถ่าน AAA 1.5V | จำนวน | 2 | ก้อน |