



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะปรอทวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ BEURER รุ่น FT09



1. วัตถุประสงค์

เทอร์โมมิเตอร์ BEURER รุ่น FT09 วัดไข้ แม่นยำ ปรอท วัดอุณหภูมิในร่างกาย ความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกวัย

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้วัดได้ทั้งทางปาก ทางรักแร้ และทางทวาร
- 2.2. ไม่มีส่วนผสมของแก้ว และปราศจากสารปรอท ความแม่นยำสูง
- 2.3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ใช้วัดได้ทั้งทางปาก และรักแร้ รุ่น เอฟที 09 เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว
- 2.4. วัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องวัดอุณหภูมิ เอฟที 90 ไม่มีส่วนผสมของแก้ว และปราศจากสารปรอท
- 2.5. แสดงค่าได้ทั้ง °C
- 2.6. บันทึกค่าได้ 1 ครั้ง พร้อมวันที่และเวลา
- 2.7. มีระบบปิดอัตโนมัติ
- 2.8. ระยะเวลาในการวัด 60-90 วินาที

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เครื่องวัดอุณหภูมิ FT09
- 3.2. ฝาปิดตัวเซนเซอร์
- 3.3. คู่มือ อังกฤษ
- 3.4. ถ่าน 1.55V Button Size (LR41) จำนวน 1 ก้อน