



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสงห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู Beurer รุ่น FT58



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดไข้ทางหู Beurer รุ่น FT58 ช่วยตรวจวัดไข้ทางหูได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสงอินฟราเรดอย่างดี โดยไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายโดยตรง สามารถใช้วัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและวัตถุสิ่งของได้

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 38 x 155 x 47 มม.
- 2.2. น้ำหนัก 63 กรัม
- 2.3. หน้าจอแสดงผลหน่วยเป็น °C / °F
- 2.4. มีฝาครอบป้องกันเชื้อโรคได้
- 2.5. สามารถวัดอุณหภูมิวัตถุ อุณหภูมิห้องได้
- 2.6. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.7. รับประกัน 5 ปีจากการใช้งานปกติ

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1. มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.5 °C
- 3.2. บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- 3.3. สัญญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิปกติและเมื่อมีไข้



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

3.4. ระบบปิดอัตโนมัติ

3.5. มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น

3.6. สัญลัษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

3.7. ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้

3.8. หู : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$: $35.5 - 42.0^{\circ}\text{C}$ ($95.9 - 107.6^{\circ}\text{F}$)

3.9. วัดถู : $\pm 4\%$ or $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$) at $-20 - 100^{\circ}\text{C}$ ($-7.6 - 212^{\circ}\text{F}$)

3.10. ห้อง : $\pm 2^{\circ}\text{C}$: $0 - 50^{\circ}\text{C}$ ($\pm 4^{\circ}\text{F}$: $32 - 131^{\circ}\text{F}$)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1. เครื่องวัดอุณหภูมิ	จำนวน	1	เครื่อง
4.2. ฝาครอบ	จำนวน	10	ชิ้น
4.3. ถ่าน AAA 1.5V	จำนวน	2	ก้อน
4.4. กล่องเก็บรักษา	จำนวน	1	ใบ