



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Bluedot รุ่น B-PO091



1. วัตถุประสงค์

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Bluedot รุ่น B-PO091 มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้วัดออกซิเจนบริเวณปลายนิ้วได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ มีระบบการแสดงผลผ่านระบบจอสัมผัส เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 37 x 62 x 32 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
- 2.2. น้ำหนัก 52 กรัม (รวมถ่าน)
- 2.3. เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth® ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
- 2.4. แสดงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอย (SpO2) : 35%~100%
- 2.5. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (PR) : 30 bpm ~ 250 bpm (ครั้ง/นาที) กราฟเส้น และกราฟแท่ง
- 2.6. แสดงค่าการไหลเวียนของเลือด (PI) 0.02-20%
- 2.7. แจ้งเตือนเมื่อ SpO2 สูงหรือต่ำกว่ากำหนด
- 2.8. เปิด/ปิด เสียงอัตราการเต้นของหัวใจได้
- 2.9. หน้าจอ 4 ทิศทาง กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
- 2.10. จอ OLED 2 สี ขนาด 1 นิ้ว



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.11. แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน
- 2.12. ใช้ถ่าน 1.5V AAA x 2 ก้อน
- 2.13. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 20 ชม.
- 2.14. นำเข้าจากประเทศจีน
- 2.15. รับประกัน 3 ปีจากการใช้งานปกติ

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Bluedot
- 3.2. สายคล้องแขน
- 3.3. ถ่าน AAA 2 ก้อน