

## คุณลักษณะเฉพาะแถบตรวจน้ำตาลในเลือด EasyMax



### 1. วัตถุประสงค์

แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ยี่ห้อ EasyMax (50 แผ่น) ใช้สำหรับตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเอง โดยตรวจจากเลือดที่ปลายนิ้วด้วยเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด ยี่ห้อ Easy Max

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. 1 กล่อง บรรจุ 50 ชิ้น
- 2.2. ใช้ปริมาณเลือดน้อยเพียง 0.6 ไมโครลิตร
- 2.3. ใช้เวลาในการอ่านค่าไม่เกิน 5 วินาที
- 2.4. เป็นแถบตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด โดยใช้ระบบ SMBG และใช้ระบบ Glucose Dehydrogenase
- 2.5. สามารถใช้ได้กับทั้ง Whole Blood จากปลายนิ้ว , เส้นเลือดดำและเส้นเลือดฝอย
- 2.6. สามารถวัดค่าน้ำตาลได้ในช่วง 20 – 630 mg/dl.
- 2.7. สามารถใช้งานได้ภายใน 6 เดือนหลังจากที่เปิดขวดใช้งาน
- 2.8. เก็บรักษาได้ในช่วงอุณหภูมิ 2 °C – 30 °C