

Digital Blood pressure monitor.....ONE TOUCH



คุณสมบัติจำเพาะ	รุ่น DM - 3000
ระบบ	Oscillometric Method
ขนาดเครื่อง (กว้าง X ลึก X สูง)	135.7 x 206 x 275.9 มม.
การแสดงผล	แสดงค่าเป็นแถบเรืองแสงบนจอ LCD
วัดค่าความดันโลหิต	ระหว่าง 0 - 300 มม.ปรอท (ความดันโลหิต)
ค่าความดันโลหิต & อัตราการเต้นของหัวใจ	SYS : 50 - 250 มม.ปรอท (การบีบตัวของหัวใจ) DIA : 40 - 180 มม.ปรอท (การคลายตัวของหัวใจ) ระหว่าง 40 - 160 ครั้ง / นาที (อัตราการเต้นของหัวใจ)
ค่าความแม่นยำ	± 3 มม.ปรอท (ความดันโลหิต) ± 5 % (อัตราการเต้นของหัวใจ)
แบตเตอรี่ที่ใช้	7.0V DC AC Adapter 4.8V DC แบตเตอรี่รีชาร์จ NiMH จำนวน 4 ก้อน
ใช้กำลังไฟ	14W (สูงสุด)
เส้นรอบวงของผ้าพันแขน	22 - 32 ซม. (ขนาดทั่วไป) / 32 - 42 ซม. (ขนาดใหญ่)
หน่วยความจำ	บันทึกหน่วยความจำ 7 ครั้ง
น้ำหนัก	ประมาณ 1,260 กรัม (ไม่รวมเครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสสลับหรือแบตเตอรี่)

SYS = Systolic pressure การบีบตัวของหัวใจ

DIA = Diastolic pressure การคลายตัวของหัวใจ

หมายเหตุ : = ชาร์จไฟเต็ม (4 ชั่วโมง) ก่อนใช้เครื่อง

CE0123 MADE IN JAPAN