

เครื่องวิเคราะห์การไหลเวียน Adult Lung Sim LS-2000A



LS-2000A

LS-2000A เป็นแนวคิดที่มีความสะดวก มีขนาดเล็กและพกพาได้ง่าย ทดสอบทั่วไป แต่ผสมผสานความสอดคล้องที่ปรับได้และคุณสมบัติความต้านทานผันแปร LS-2000 มีวาล์วควบคุมการรั่วเพื่อตรวจสอบการทำงานของตัวกระตุ้นผู้ป่วยหรือการซัดเซกการรั่วไหลของระบบทางเดินหายใจ เลือกระหว่างผู้ใหญ่ (LS-2000A) และเวอร์ชันสำหรับทารก (LS-2000I) LS-2000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตและทดสอบระบบทางเดินหายใจและการดมยาสลบทั้งหมดทำงานร่วมกับ TSI Certifier FA©, Certifier FA PLUS©, Puritan Bennet PTS-2000 และเครื่องทดสอบเครื่องช่วยหายใจอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้งานง่าย
- พกพาสะดวกเป็นพิเศษ (< 1 ปอนด์)
- ถอดชิ้นส่วนอย่างรวดเร็ว
- ออกแบบอย่างเรียบง่าย
- ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีจำหน่าย
- ส่วนประกอบทั้งหมดสามารถทำความสะอาดได้
- เชื่อมต่อโดยตรงกับท่อที่มีอยู่ ของเครื่องช่วยหายใจของคุณ

คุณสมบัติทางเทคนิค

- การตั้งค่าความสอดคล้อง ที่ปรับได้ การตั้งค่า
- ความต้านทานที่ปรับได้
- วาล์วรั่วแบบแปรผัน การ
- ออกแบบที่เรียบง่าย
- เศษส่วนของราคาและขนาดของ



BC Biomedical Lung Sim Series

SPECIFICATIONS



LS-1000E
(General Purpose)



LS-2000I
(Infant)



LS-2000A
(Adult)

Resistance	20 mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s	5, 20, 50, 200 mbar/L/s
Compliance	25 mL/mbar (Vt = 500mL, PEEP = 0 mbar)	1, 2, 3, 5 mL/mbar	10, 15, 20, 30 mL/mbar
Volume	0-1000 mL (with 1L bag)	0-200 mL (with 0.5L bag)	0-600 mL (with 1L bag)
Leak	N/A	0-10 L/min	0-10 L/min
Weight	0.5 lbs	0.7 lbs	0.8 lbs
Dimensions (LxWxH)	11.9" x 4.6" x 1.7"	10.7" x 4.6" x 1.6"	11.9" x 4.6" x 1.6"
Replaceable Components	Yes	Yes	Yes
Sterilizable	Yes	Yes	Yes