



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss\_8@hotmail.com

## คุณลักษณะเฉพาะหูฟังแพทย์ Riester รุ่น Cardiophon 2.0 Stainless Steel (R4240)



### 1. วัตถุประสงค์

หูฟัง Riester รุ่น Cardiophon 2.0 Stainless Steel (R4240) เป็นชุดหูฟังการเต้นของหัวใจ รวมถึงเสียงที่เกิดจากการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น ปอด ลำไส้ หลอดเลือด รวมถึงใช้ประกอบการวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องวัดความดันโลหิต โดยเสียงจะชัดเป็นพิเศษในช่วงความถี่ 200-500 Hz สำหรับตรวจการทำงานของหัวใจอย่างละเอียด ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

### 2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. มี 3 สีให้เลือก: สีดำ (4240-01), น้ำเงิน (4240-03), แดงเข้ม (4240-04)
- 2.2. ความยาวรวม 71 ซม. น้ำหนัก 204 กรัม
- 2.3. ด้าน Bell มีขนาด  $\varnothing$  32 มม.
- 2.4. Double Chest-Piece ทำด้วย Stainless Steel ใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน
- 2.5. ด้าน diaphragm มีขนาด  $\varnothing$  44 มม. ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด สามารถถอดเปลี่ยนได้
- 2.6. ขอบยาง (Non-Chill Rims) แบบบางเรียบเพื่อให้ Membrane สัมผัสตรวจอกได้แนบสนิท
- 2.7. สาย non-latex แยกท่อนำเสียงเป็น 2 เส้น สำหรับหูซ้าย ขวา ให้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นพิเศษ
- 2.8. สามารถฟังได้ทุกช่วงความถี่ โดยชัดเป็นพิเศษระหว่าง 200-500 Hz สำหรับฟังหัวใจโดยเฉพาะ
- 2.9. หูฟังแบบนิ่มสามารถหมุนได้ (Soft, pivotable Ear-Tips) ทำให้ใส่สบายกระชับกับช่องหู แม้เคลื่อนไหว
- 2.10. ด้านในมีสปริง สามารถปรับแรงกดสัมผัส (contact pressure) ได้
- 2.11. นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
- 2.12. รับประกัน 1 ปีจากการใช้งานปกติ



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss\_8@hotmail.com

### 3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 3.1. อะไหล่ลำรอง Ear-Tips 2 คู่
- 3.2. อะไหล่ลำรอง Membrane Ø 44 มม. 1 แผ่น
- 3.3. อะไหล่ลำรอง Membrane Ø 32 มม. 1 แผ่น
- 3.4. แลปป้ายชื่อ 1 อัน