



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล Bluedot รุ่น B-BF101



1. วัตถุประสงค์

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล Bluedot รุ่น B-BF101 ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์มวลกาย รับประทานสินค้า 3 ปี

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. เครื่องชั่งน้ำหนักสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน บนแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน
- 2.2. เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth
- 2.3. พื้นผิวเครื่องชั่ง ทำจากกระจกนิรภัย ความหนา 5 มม.
- 2.4. หน้าจอแสดงผล LED พื้นหลังสีดำ ตัวเลขสีขาว มีไฟส่องสว่าง
- 2.5. ติดตั้งเซ็นเซอร์ "strain gauge" ที่มีความแม่นยำสูง
- 2.6. แสดงค่าน้ำหนัก และไขมันในร่างกาย ที่วัดได้บนหน้าจอเครื่องชั่ง
- 2.7. แสดงค่า คะแนน , อายุ , น้ำหนัก , ไขมัน , ดัชนีมวลกาย , อัตราการเผาผลาญ , ไขมันในอวัยวะภายใน , กล้ามเนื้อ , มวลกระดูก , โปรตีน , น้ำ , กล้ามเนื้อลาย ของร่างกายบนแอปพลิเคชัน
- 2.8. ขนาดตัวเลขที่จอเครื่องชั่ง : 21 มม.
- 2.9. เปลี่ยนหน่วยเครื่องชั่งได้ 2 หน่วย : kg , lb
- 2.10. ฟังก์ชันเปิดและปิดอัตโนมัติ ภายใน 35 วินาที



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

2.11.ใช้งานด้วยถ่าน : AAA 1.5V จำนวน 3 ก้อน (พลังงาน : DC 4.5V)

2.12.แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน

2.13.รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 180 กก.

2.14.ความละเอียดของการวัด

2.14.1. 100 กรัม (น้ำหนักตัว , มวลกระดูก และมวลกล้ามเนื้อ)

2.14.2. 0.1% (ไขมันในร่างกาย , โปรตีน และน้ำในร่างกาย)

2.15.ขนาดสินค้า

2.15.1. ขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 27.8 x 27.8 x 2.4 ซม.

2.15.2. น้ำหนักสินค้า = 2.4 กก.

3. อุปกรณ์ภายในกล่อง

3.1. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล	จำนวน	1	เครื่อง
3.2. ถ่าน AAA 1.5V	จำนวน	3	ก้อน
3.3. คู่มือการใช้งาน EN-TH	จำนวน	1	เล่ม