



บริษัท เพอร์เฟก ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quality.lab@gmail.com

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว BLUEDOT รุ่น B-PO092



1. วัตถุประสงค์

Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว Blue Dot รุ่น B-PO092 (เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ)

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. แสดงค่าออกซิเจนในเลือด(SpO2)
- 2.2. แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (PR) (ครั้ง/นาที), กราฟเส้น และกราฟแท่ง
- 2.3. แสดงค่าไหลเวียนของเลือด (PI%)
- 2.4. แจ้งเตือนเมื่อค่าชีพจร สูง/ต่ำ กว่าที่กำหนด
- 2.5. เปิด/ปิด เสียงอัตราการเต้นของหัวใจได้
- 2.6. หน้าจอ 4 ทิศทาง กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนทิศทาง
- 2.7. จอ TFT Display ขนาด 23.5 x 12.5 mm.
- 2.8. แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน
- 2.9. ใช้ถ่าน 1.5V AAA x 2 ก้อน
- 2.10. ขนาด ~ 34.2(ก) x 61.8(ข) x 33.9(ค) มม.



บริษัท เพอร์เฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail: Perfect.quailty.lab@gmail.com

2.11.น้ำหนัก ~ 27.8 กรัม (ไม่รวมถ่าน)

2.12.รับประกัน 2 ปี

2.13.ขนาดนิ้วมือที่สามารถใช้ได้ หน้า 7 – 25.4 มม.

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. สายคล้องคอ

3.2. กระเป๋า

3.3. เคสซิลิโคน