



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

คุณลักษณะเฉพาะที่นอนลมแบบรังผึ้ง HOSPRO รุ่น H-AM01



1. วัตถุประสงค์

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง Hospro รุ่น H-AM01 เป็นที่นอนลมสำหรับป้องกันแผลกดทับ เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ไม่ยุบไม่ยวบ รองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ทนทาน

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด 2.8 นิ้ว (ยาว 200 x กว้าง 90 ซม.)
- 2.2. น้ำหนัก 1.84 กก.
- 2.3. ผืนที่นอนลมทำจากพลาสติก พีวีซี
- 2.4. จำนวนเซลล์ 130 เซลล์
- 2.5. รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 135 กก.
- 2.6. ช่วงระยะเวลาสลับลม 6 นาที
- 2.7. ช่วงแรงดันเข้า 40-110 มิลลิเมตรปรอท
- 2.8. ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย
- 2.9. รับประกันผืนที่นอนลม 1 ปี

3. คุณสมบัติ มอเตอร์ปั๊มลม

- 3.1. ขนาด 27 x 13 x 10.5 ซม.
- 3.2. น้ำหนัก 0.96 กก.
- 3.3. พลังงานไฟฟ้า 230V AC; 50/60 Hz; 0.1 A



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลคงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190

โทร.065-737-1199 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com E-mail:Johnboss_8@hotmail.com

- 3.4. ชนิดปลั๊ก EU, 2 PIN ความยาว 1.8 ม.
- 3.5. ช่วงระยะเวลาการระบบลม 6-12 นาที
- 3.6. อัตราการปล่อยลม 6-8 ลิตร/นาที
- 3.7. ช่วงแรงดันออก 40-110 มิลลิเมตรปรอท
- 3.8. รับประกันมอเตอร์ 3 ปี

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | | | |
|----------------------|-------|---|------|
| 4.1. ที่นอนลม | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.2. ปัมลม | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.3. ท่อลม | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.4. ชุดซ่อม | จำนวน | 1 | ชุด |
| 4.5. คู่มือการใช้งาน | จำนวน | 1 | ฉบับ |