



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฟ้นละอองยา YUWELL รุ่น M102



1. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับฟ้นละอองยาเพื่อการบำบัดโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยใช้หลักการสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูง จนทำให้น้ำแตกตัว เป็นละอองฝอยผ่านตะแกรงถี่

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ใช้สำหรับฟ้นละอองยาเพื่อการบำบัดโรคในระบบทางเดินหายใจ
- 2.2. โดยใช้หลักการสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูง จนทำให้น้ำแตกตัว เป็นละอองฝอยผ่านตะแกรงถี่
- 2.3. มีไฟ LED แสดงสถานะเครื่อง: ไฟสีน้ำเงิน เครื่องพร้อมใช้งาน/ไฟสีแดง แสดงถึงแบตเตอรี่ใกล้หมด
- 2.4. เครื่องฟ้นยาจะปิดอัตโนมัติ เมื่อไม่มีของเหลวในโมดูลด้วยยา
- 2.5. สามารถแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดได้ รายละเอียดสินค้า
- 2.6. ตัวเครื่องมีขนาด 67 x 48 x 125 มม. (ย x ก x ส)
- 2.7. น้ำหนัก 108 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)
- 2.8. วัสดุผลิตจาก Polypropylene (PP) หรือ เทอร์โมพลาสติก
- 2.9. ความดัง ไม่เกิน 50 dB (A)
- 2.10. ขนาดของอนุภาค MMD 3.49 μm (สอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป EN13544-15)
- 2.11. ปริมาณยาตกค้างน้อยกว่า 0.25 มิลลิกรัม
- 2.12. อัตราการฟ้นละอองยาไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/นาที่



บริษัท ด็อกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

- 2.13.ขนาดโมดูลถ้วยยา 8 มิลลิลิตร
- 2.14.คลื่นความถี่สั่นสะเทือนประมาณ 113 kHz
- 2.15.ระบบการทำงานแบบต่อเนื่อง
- 2.16.แหล่งจ่ายไฟ 3V DC (ถ่านแอลคาไลน์ 5V AA 2 ก้อน)
- 2.17.อะแดปเตอร์: อินพุต: AC100~240V 50/50 Hz 0.3A: เอาต์พุต: DC5V 1,000 mA