

คุณลักษณะเฉพาะชุดหมอนล็อกศีรษะ

ชุดหมอนล็อกศีรษะ



1. วัตถุประสงค์

หมอนล็อกศีรษะ (Head Immobilizer) ใช้การกู้ชีพ และปฐมพยาบาล ช่วยล็อกศีรษะและคอผู้ป่วยให้อยู่นิ่ง

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1. ขนาด : 40 x 26 x 16 cm.
- 2.2. ผลิตจากวัสดุ EVA น้ำหนักเบา เป็นวัสดุกันน้ำ แข็งแรง มนนาน
- 2.3. ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวหรือน้ำซึมผ่านเข้าไปภายใน
- 2.4. มีช่องขนาดใหญ่บริเวณหูของผู้ป่วย/บาดเจ็บ เพื่อสะดวกในการสื่อสาร
- 2.5. ใช้งานง่ายด้วยระบบแถบคาด (Velcro) ในการยึดรัดตรึงส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์
- 2.6. ผิวภายนอกถูกเคลือบด้วยสาร โพลียูรีเทน เพื่อเพิ่มความลื่นให้กับพื้นผิวซึ่งง่ายต่อการทำความสะอาด
- 2.7. สามารถแช่น้ำยาฆ่าเชื้อได้ทั้งชิ้น
- 2.8. อุปกรณ์ประกอบข้างศีรษะ เป็นอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินที่ออกแบบมาเพื่อช่วยล็อกศีรษะและคอของผู้ป่วยให้อยู่นิ่ง สำหรับผู้ชำนาญอย่างน้อย 2 คน ใช้เพื่อการปฐมพยาบาลเท่านั้น



บริษัท ดีออกเตอร์ จอห์น เพอร์เฟกต์ จำกัด

เลขที่ 279/55 ซอย สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 แขวง บางชัน เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร. 061-92330666 E-mail : doctorjohnperfect@gmail.com www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0405562004361 (สำนักงานใหญ่)

2.9. เป็นพียูและพีวีซีเคลือบด้วยไวนิล กันน้ำและลอยน้ำได้ ออกแบบมาเพื่อไม่รบกวนการทำงานของเครื่อง X-rays,

2.10. ประกอบด้วยแผ่นฐานที่มีสายรัด 2 สาย และมีสายรัดหน้าผากและคาง ส่วนประกอบแต่ละชิ้นมีสายรัดและห่วง

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. สายรัดหน้าผาก และคาง

3.2. บล็อกประกอบข้างศีรษะ

3.3. ห่วงตัว D

3.4. สายรัดด้านข้าง

3.5. สายรัดด้านบน

3.6. แผ่นรองรับ

3.7. แถบดินตุ๊กสำหรับยึด